



The future of vision

PROTECTOR OCULAR



Protector ocular

<i>Nombre de marca</i>	AJL PROTECTOR OCULAR		
<i>Referencia</i>	PROCUL-S-AJL	PROCUL-M-AJL	PROCUL-L-AJL
<i>Tamaño</i>	Pequeño: 22 x 19 x 1.7 mm	Mediano: 24 x 21 x 1.7 mm	Grande: 25 x 22 x 1.7 mm
<i>Descripción del producto</i>	El PROTECTOR OCULAR AJL es un dispositivo médico especialmente diseñado para proteger el globo ocular.		
<i>Material / Composición</i>	Acrílico.		
<i>Indicaciones</i>	El PROTECTOR OCULAR AJL está diseñado para proteger el globo ocular durante la cirugía de párpados.		
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).		
<i>Presentación</i>	Envase unitario, estéril. Se incluye una tetina succionadora que facilita la colocación y extracción del protector ocular.		
<i>Caducidad</i>	4,5 años		

CE 0434

REV: 02