




The future of vision

ALOS IMPLANTES PALPEBRALES



ALOS Implantes palpebrales

<i>Nombre de marca</i>	ALOS IMPLANTES PALPEBRALES DE ORO-PLATINO						
<i>Indicación</i>	Los implantes palpebrales están diseñados para el tratamiento de los defectos funcionales propios del lagofthalmos.						
<i>Características</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Materiales altamente biocompatibles. • Debido a su diseño esférico y fino, los implantes se adaptan a la curvatura del globo ocular para conseguir un mejor resultado estético. • Bordes redondeados para evitar la extrusión del implante a largo plazo. • Orificios de sutura con canales de fijación. • Pureza del 99,9%. • 7 tamaños estándar. • Distintos tamaños e implantes personalizados disponibles previa solicitud. • Estéril 						

ORO

<i>Referencia</i>	TH 06	TH 08	TH 10	TH 12	TH 14	TH 16	TH 18
<i>Peso (g)</i>	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
<i>Longitud (mm)</i>	10.5	12.5	15.5	17.5	19.5	21.5	24.5
<i>Ancho (mm)</i>	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
<i>Grosor (mm)</i>	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
<i>Método de esterilización</i>	Vapor.						
<i>Caducidad</i>	3 años						

CE 0318

PLATINO

<i>Referencia</i>	PTH 06	PTH 08	PTH 10	PTH 12	PTH 14	PTH 16	PTH 18
<i>Peso (g)</i>	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
<i>Longitud (mm)</i>	10.2	12.4	15.0	17.0	18.8	21.0	24.0
<i>Ancho (mm)</i>	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
<i>Grosor (mm)</i>	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
<i>Método de esterilización</i>	Vapor.						
<i>Caducidad</i>	3 años						

CE 0434

REV: 03