



The future of vision

ANICAN



ANICAN

Anillos de tensión capsular

| Modelo | ACV | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Referencia | ACV001002 | ACV001102 | ACV001202 | ACV001302 | ACV001402 |
| Diámetro abierto | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm |
| Diámetro cerrado | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm |
| Nombre de marca | ANICAN ANILLO DE TENSIÓN CAPSULAR | | | | |
| Descripción del producto | Los anillos de tensión capsular Anican son dispositivos médicos utilizados para estabilizar la cápsula en procedimientos de extracción del cristalino en perros. | | | | |
| Indicaciones | La función de estos implantes es ampliar la cápsula en la que se encuentra el cristalino para permitir la introducción de una lente intraocular. | | | | |
| Material | Polimetilmetacrilato (PMMA). Grado médico con filtro UV. | | | | |
| Diseño | AC: sección redonda | | | | |
| Método de esterilización | Óxido de etileno (ETO). | | | | |
| Presentación | Envase unitario y estéril. El anillo se presenta en un soporte que facilita la extracción del mismo para su implantación. | | | | |
| Caducidad | 4,5 años | | | | |

REV: 01