



The future of vision

SIOBALVET



SIOBALVET

Aceite de silicona

<i>Referencia</i>	S5000VET
<i>Nombre comercial</i>	SIOBALVET
<i>Definición</i>	Siobalvet es un aceite de silicona de alta pureza de uso intraocular, que se utiliza como agente tamponador en casos severos de desprendimiento de retina.
<i>Material</i>	Aceite de silicona de alta pureza libre de componentes de bajo peso molecular.
<i>Viscosidad</i>	5 000 cSt
<i>Indicaciones</i>	<ul style="list-style-type: none">• Agente tamponador en caso de desprendimiento severo de retina.• Se puede utilizar como sustitutivo del vítreo.• Para uso exclusivo en veterinaria.
<i>Método de esterilización</i>	Vapor.
<i>Presentación</i>	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio precargada de 10 ml.
<i>Caducidad</i>	3 años

REV: 01