



Airtraq
GUIDED VIDEO INTUBATION

LARINGOSCOPIO ÓPTICO AIRTRAQ



Airtraq
GUIDED VIDEO INTUBATION



**DISTRIBUIDOR
OFICIAL**

AJL Ophthalmic S.A.
Parque Tecnológico de Álava
C/ Ferdinand Zeppelin 1
01510 Miñano, Álava - Spain

T. + 34 945 298 256

F. + 34 945 298 209

ajl@ajlsa.com

www.ajlsa.com

AJL Ophthalmic S.A.
Parque Tecnológico de Álava
C/ Ferdinand Zeppelin 1
01510 Miñano, Álava - Spain

T. + 34 945 298 256

F. + 34 945 298 209

ajl@ajlsa.com

www.ajlsa.com

NUEVA CÁMARA

A390

- Precio mínimo muy competitivo.
- Peso más ligero que las anteriores.
- Mayor protección frente roturas.
- Bloqueo táctil.
- Arranque más rápido.
- Tiempo de carga de batería: sin wifi (4h.), con wifi (3h.).
- Mejor enfoque en los pediátricos.
- Fácil configuración.
- Actualización de software.
- Base más manejable.
- Protector de silicona.
- Bolsa de Nylon semirígida, más pequeña, ligera y duradera.
- Bolsa de neopreno para mayor protección.



Airtraq sp

Abrir e intubar. Video laringoscopia para lugares remotos y emergencias.

Completamente desechable.



A011

- Estándar
- Apertura Bucal 18 mm.
- Nº Tubo Endotraqueal 7.0 - 8.5

A021

- Pequeño
- Apertura Bucal 16 mm.
- Nº Tubo Endotraqueal 6.0 - 7.5

A071

- Doble Luz
- Apertura Bucal 19 mm.
- Nº Tubo Endotraqueal 28 - 41 Fr.

A061

- Nasotraqueal
- Apertura Bucal 18 mm.
- No aplicable



A031

- Pediátrico
- Apertura Bucal 12.5 mm.
- Nº Tubo Endotraqueal 4.0 - 5.5

A041


- Neonatal
- Apertura Bucal 12.5 mm.
- Nº Tubo Endotraqueal 2.5 - 3.5

Airtraq Avant

Costo mínimo por intubación.

Video laringoscopia para intubaciones de rutina.

Fundas Desechables + Óptica Reutilizable.



A521

- Adulto reducido
- Nº Tubo Endotraqueal 6.0 - 7.5

A511

- Adulto regular
- Nº Tubo Endotraqueal 7.0 - 8.5

A501

- Apertura Bucal Mínima 17 mm.
- (100 usos)

Una solución completa con dos modelos que se complementan



Visión Directa



Cámara Endoscópica



Cámara Wi-Fi

*DESCARGA APP iOS o Android



Adaptador Móvil

*DESCARGA APP iOS o Android



- A307 - Universal
- A308 - iPhone 5S



MALETÍN DE AIRTRAQ LAVANT A800

A390 Kit

- Cargador
- Cámara Wifi
- Cable USB
- Base de carga
- Bolsa rígida de Nylon
- Protector de silicona