



The future of vision

AIALA DRY



AIALA DRY

Lentes intraoculares

Nombre de marca	AIALA DRY	AIALA DRY PRECARGADA
Referencias	LLASHP60	LLASHP60-PL
Descripción	Lente intraocular hidrófoba esférica. Diseño monobloque. Cámara posterior.	
Diseño	C modificada, hápticos antistick. Borde cuadrado (360°)	
Material	Acrílico, hidrófobo, GF, con filtro UV y filtro para la luz azul.	
Diámetro de la óptica	6,0 mm	
Longitud total	13,00 mm	
Angulación	0°	
Rango de dioptrías	-5 D a +40 D en incrementos de 1 D / +10 D a +27 D en incrementos de 0,5 D	
Contenido de agua	<4%	
Constante A / ACD	Constante A (óptica): 119,7 Constante A (U/S): 119,2 ACD: 5,66	
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).	
Presentación	Envase unitario, estéril.	
Caducidad	3 años	

* Producto con marcado CE



*Inyector para lente intraocular precargada
Ref.: LLASHP60-PL