




The future of vision

AJL BBG



AJL BBG

Solución oftalmológica

<i>Nombre de marca</i>	AJL BBG
<i>Referencia</i>	AJL BBG 0,025%.
<i>Descripción e indicaciones</i>	<p>AJL BBG 0,025% es una solución oftalmológica estéril de azul brillante G, no pirógena, isotónica y lista para usar en la cirugía vitreoretinal. La solución BBG es capaz de teñir eficazmente la membrana limitante interna (MLI).</p> <p><u>Indicaciones:</u> Al tener mayor afinidad con la membrana limitante interna (MLI) y menor con la membrana epirretinal, permite visualizar mejor la MLI, facilitando así la descamación en operaciones quirúrgicas de enfermedades maculares como el agujero macular o la fibrosis macular.</p> <p><u>Propiedades:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Solución estéril lista para usar: no requiere mezcla ni filtrado. • Excelente biocompatibilidad. • No tiene efectos secundarios adversos. • Fácil eliminación del producto residual.
<i>Composición</i>	Solución oftalmológica estéril de azul brillante G 0,025%.
<i>Método de esterilización</i>	Vapor.
<i>Presentación</i>	Jeringa de vidrio precargada de 1 ml.
<i>Caducidad</i>	3 años

* Producto con marcado CE