




The future of vision

AJL BLUE



AJL BLUE

Solución oftalmológica

Nombre de marca	AJL BLUE
Referencia	AJL BLUE 0,06%
Descripción e indicaciones	AJL BLUE 0,06% es una solución oftalmológica estéril de azul tripán, intraocular y biocompatible utilizada en cirugía oftalmológica del segmento anterior. Este colorante oftálmológico se emplea como coadyuvante en la capsulorrexis y minimiza el riesgo de desgarro en ojos con cataratas maduras, pobre reflejo de fondo de ojo o pupilas estrechas. • Capsulorrexis. • Facoemulsificación • Cirugía de cataratas con pequeña incisión. • Cirugía de cataratas extra capsular. • Capsulotomía anterior/posterior. • Descamación de la membrana. • Visualización mejorada.
Composición	Solución oftalmológica estéril de azul tripán al 0,06%.
Método de esterilización	Vapor
Presentación	Jeringa de vidrio precargada de 1 ml y cánula de 27G Luer lock.
Caducidad	3 años

* Producto con marcado CE