



The future of vision

# CONFORMADOR PERFORADO



## Conformador Perforado

|                                   |  |                              |                             |
|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| <i>Nombre de marca</i>            | <b>AJL CONFORMADOR PERFORADO</b>   |                              |                             |
| <i>Referencias</i>                | <b>CF-S-AJL</b>  | <b>CF-M-AJL</b>              | <b>CF-L-AJL</b>             |
| <i>Tamaño</i>                     | Pequeño:<br>22 x 19 x 1.2 mm   | Mediano:<br>24 x 21 x 1.2 mm | Grande:<br>25 x 22 x 1.2 mm |
| <i>Descripción e indicaciones</i> | <p>El CONFORMADOR PERFORADO AJL es un dispositivo médico diseñado para evitar la adherencia entre las conjuntivas tarsal y bulbar. Es transparente y dispone de dos orificios de ventilación en el centro.</p> <p>Tiene como finalidad separar las conjuntivas tarsal y bulbar. Impide la contracción de la cavidad y mantiene el espacio orbitario adecuado consiguiendo a la enucleación/evisceración.</p> |                              |                             |
| <i>Material</i>                   | Acrílico de alta resistencia y acabado superficial apto para el uso ocular.  |                              |                             |
| <i>Método de esterilización</i>   | Óxido de etileno (ETO).  |                              |                             |
| <i>Presentación</i>               | Envase unitario, estéril.  |                              |                             |
| <i>Caducidad</i>                  | 4,5 años   |                              |                             |

\* Producto con marcado CE