



The future of vision

ESNOOPER V2000



ESNOOPER

Implante de Glaucoma

Nombre de marca	ESNOOPER
Referencia	V2000
Descripción e indicación	El implante escleral ESNOOPER V2000 es un implante no reabsorbible, cuya finalidad es proporcionar un espacio intraescleral permanente fijo que facilite el drenaje del humor acuoso. Está indicado en el procedimiento de esclerectomía profunda no perforante (EPNP) en cirugías de glaucoma de ángulo abierto. El ESNOOPER se coloca en el lecho escleral, este método favorece la vía de drenaje trabecular, que es la salida clásica del humor acuoso.
Medidas	3,00mm X 1,40mm X 2,85mm.
Orificios	2 (sutura / drenaje).
Orificio longitudinal	Drenaje.
Material	Hidroxietil Metacrilato (HEMA).
Método de esterilización	Vapor.
Presentación	El implante ESNOOPER V2000 se presenta en un vial individual estéril alojado en una pinza-soporte, sumergido en agua altamente purificada que mantiene su adecuada hidratación.
Caducidad	3 años
* Producto con marcado CE	

Instrumental quirúrgico EPNP (recomendado)

Nombre de marca	KIT EPNP	Código de producto	AJL- KIT-001
Definición	Kit EPNP (Esclerectomía profunda no penetrante).		
Descripción	El kit de EPNP se presenta en blister de plástico rígido en el cual se agrupan las siguientes referencias (*): • EPNP-2001 Blefaro Liebermann 14mm. • EPNP-2002 Marcador Escleral doble. • EPNP-2003 Espátula Mermoud. • EPNP-2004 Pinza Mermoud. • EPNP-2005 Micro-tijera curva. • PST-4600A Caja de esterilización (10x16x2 cm).		
* Las piezas de instrumental se pueden suministrar de modo conjunto (Kit EPNP) o bien por separado.			



REV: 03. 04/2019