



The future of vision

PROTECTOR OCULAR



Protector ocular

Nombre de marca	AJL PROTECTOR OCULAR		
Referencias	PROCUL-S-AJL	PROCUL-M-AJL	PROCUL-L-AJL
Tamaño	Pequeño: 22 x 19 x 1.7 mm	Mediano: 24 x 21 x 1.7 mm	Grande: 25 x 22 x 1.7 mm
Descripción e indicaciones	El PROTECTOR OCULAR AJL es un dispositivo médico especialmente diseñado para proteger el globo ocular. Está diseñado para proteger el globo ocular durante la cirugía de párpados.		
Material	Acrílico de alta resistencia y acabado superficial apto para el uso ocular.		
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).		
Presentación	Envase unitario, estéril. Se incluye una tetina succionadora que facilita la colocación y extracción del protector ocular.		
Caducidad	4,5 años		

* Producto con marcado CE