



The future of vision

TM Ferrara Ophthalmics Brasil



FERRARA RING™



FERRARA RING™

Implantes corneales intraestromales

Referencia	FERRARA RING™
Nombre de marca	AFR (zona óptica de 5 mm) y AFR6 (zona óptica de 6 mm).
Definición	Implantes corneales intraestromales.
Arco	90°, 120°, 140°, 150°, 160°, 180°, 210°, 320° *Otras longitudes de arco a petición.
Grosor	0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 mm
Indicaciones	La indicación correcta de los implantes Ferrara Ring requiere una evaluación detallada de las condiciones topográficas y paquimétricas de la córnea, además de un completo examen visual. • Queratocono progresivo. • Queratocono con intolerancia a lentes de contacto. • Deformación corneal inducida por lentes de contacto (Síndrome de Harstein). • Astigmatismo post queratoplastia penetrante. • Ectasia corneal post Lasik. • Astigmatismo post queratotomía radial. • Degeneración marginal pelúcida.
Descripción del producto	El anillo FERRARA RING™ consta de un segmento semicircular con arco de longitud múltiples y sección triangular fija: AFR (0,60 mm de base) y AFR6 (0,80 mm de base). Se trata de un implante de un solo uso. Cada segmento tiene un orificio de 0,20 mm en cada extremo para facilitar su implantación.
Material	Polimetilmetacrilato (PMMA) con filtro natural para luz azul.
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).
Presentación	Segmento individual estéril, no pirogénico.
Caducidad	4,5 años

TABLA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Zona óptica	AFR= Optical Ferrara Óptica 5 mm	Referencia: AFRXXXXY AFR6XXXXY	XX= Grosor de anillo YYY= Arco de anillo
	AFR6= Optical Ferrara Óptica 6 mm		
Grosor	0.15 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm.	Ejemplo:	
Arco	90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°, 190°, 200°, 210°, 320°, 330°, 340°.	AFR15160:	AFR620150:
		Anillo Ferrara 5 mm	Anillo Ferrara 6 mm
		Grosor de 0.15 mm	Grosor de 0.20 mm
		Arco 160°	Arco 150°

* Producto con marcado CE

REV: 01. 10/2019