



The future of vision

AIALA DRY



# AIALA DRY

## Lentes intraoculares

Nombre de marca	<b>AIALA DRY</b>	<b>AIALA DRY PRECARGADA</b>
Referencias	<b>LLASHP60</b>	<b>LLASHP60-PL</b>
Descripción	Lente intraocular hidrófoba esférica. Diseño monobloque. Cámara posterior.	
Diseño	C modificada, hápticos antistick. Borde cuadrado (360°)	
Material	Acrílico, hidrófobo, GF, con filtro UV y filtro para la luz azul.	
Diámetro de la óptica	6,0 mm	
Longitud total	13,00 mm	
Angulación	0°	
Rango de dioptrías	-5 D a +40 D en incrementos de 1 D / +10 D a +28 D en incrementos de 0,5 D	
Contenido de agua	<4%	
Constante A / ACD	Constante A (óptica): 119,7 Constante A (U/S): 119,2 ACD: 5,66	
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).	
Presentación	Envase unitario, estéril.	
Caducidad	3 años	

\* Producto con marcado CE



\*Inyector para lente intraocular precargada  
Ref.: LLASHP60-PL

REV: 03. 03/2020