



The future of vision



NUEVO ANILLO 320°

REFERENCIAS

AFR15320 - AFR20320 - AFR25320 - AFR30320 - AFR35320

CONSÚLTENOS

Referencia	AFR (zona óptica de 5 mm) y AFR6 (zona óptica de 6 mm).
Nombre de marca	FERRARA RING™
Definición	Implantes corneales intraestromales.
Arco	90°, 120°, 140°, 150°, 160°, 180°, 210°, 320° *Otras longitudes de arco a petición.
Grosor	0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 mm
Indicaciones	La indicación correcta de los implantes Ferrara Ring requiere una evaluación detallada de las condiciones topográficas y paquimétricas de la córnea, además de un completo examen visual. • Intolerancia a lentes de contacto. • Queratocono progresivo. • Deformación corneal inducida por lentes de contacto (Síndrome de Harstein). • Astigmatismo post queratoplastia penetrante. • Ectasia corneal post Lasik. • Astigmatismo post queratotomía radial. • Degeneración marginal pelúcida.
Descripción del producto	El anillo FERRARA RING™ consta de un segmento semicircular con arco de longitud variable y sección triangular fija: AFR (0,60 mm de base) y AFR6 (0,80 mm de base). Se trata de un implante de un solo uso. Cada segmento tiene un orificio de 0,20 mm en cada extremo para facilitar su implantación.
Material	Polimetilmetacrilato (PMMA) con filtro natural para luz azul.
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).
Presentación	Segmento individual estéril, no pirogénico.
Caducidad	4,5 años

CE 0318

