



The future of vision

PROTECTOR OCULAR



Protector ocular

<i>Nombre de marca</i>	AJL PROTECTOR OCULAR		
<i>Referencias</i>	PROCUL-S-AJL	PROCUL-M-AJL	PROCUL-L-AJL
<i>Tamaño</i>	Pequeño: 22 x 19 x 1.7 mm	Mediano: 24 x 21 x 1.7 mm	Grande: 25 x 22 x 1.7 mm
<i>Descripción e indicaciones</i>	<p>El PROTECTOR OCULAR AJL es un dispositivo médico especialmente diseñado para proteger el globo ocular.</p> <p>Está diseñado para proteger el globo ocular durante la cirugía de párpados.</p>		
<i>Material</i>	Acrílico de alta resistencia y acabado superficial apto para el uso ocular.		
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).		
<i>Presentación</i>	Envase unitario, estéril. Se incluye una ventosa de succión, sin látex, que facilita la colocación y extracción del protector ocular.		
<i>Caducidad</i>	4,5 años		

* Producto con marcado CE