



Nose-Fit






- Indicado en reconstrucciones nasales en cirugías de: Labio leporino, Rinoplastias primarias y secundarias, Septoplastias y Rinoseptoplastias.
- Diseño por técnicas de modelado 3D actualizadas por cirujanos maxilofaciales expertos.
- Indicado en cirugías plásticas, maxilofaciales y otorrino.

- Conformadores de 14 tamaños según la edad y morfología nasal.
- Diseñado en cooperación con cirujanos especializados en reconstrucción nasal.
- Ayuda a mantener las fosas nasales y el tabique en posición natural y permite la respiración nasal inmediatamente.
- La silicona de alta calidad ayuda a la cicatrización de las heridas.
- No requiere ningún sistema de fijación, se sujeta solo.
- Se inserta completamente en las cavidades nasales y es casi invisible.
- Fabricado en silicona de alta calidad para no traumatizar la zona y no producir reacciones alérgicas.

Referencias Conformadores Endonasales

#	NF-1	NF-2	NF-3	NF-4	NF-5	NF-6	NF-7	NF-8	NF-9	NF-10	NF-11	NF-12	NF-13	NF-14
N, mm	7.7	8.4	9.1	9.9	10.7	11.4	12.3	13.1	13.9	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7
N', mm	7-8	8	9	10	10-11	11	12	13	14	14-15	15	16	17	17-18
W, mm	13.7	15	16.4	17.8	19.2	20.5	21.9	23.3	24.6	26	27.4	28.7	30.1	31.5
L, mm	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47



Set Medidor: NF-SET

#	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N, mm	6.9	7.7	8.4	9.1	9.9	10.7	11.4	12.3	13.1	13.9	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7
N', mm	6.3	7-8	8	9	10	10-11	11	12	13	14	14-15	15	16	17	17-18
W, mm	12.3	13.7	15	16.4	17.8	19.2	20.5	21.9	23.3	24.6	26	27.4	28.7	30.1	31.5
L, mm	18.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



REV: 01. 10/2020