



The future of vision

AIALA DRY



AIALA DRY

Lentes intraoculares

Nombre de marca	AIALA DRY	AIALA DRY PRECARGADA
Referencias	LLASHP60	LLASHP60-PL
Descripción	Lente intraocular monofocal esférica de cámara posterior.	
Diseño	Monobloque. Hápticos C-Loop con antistick. Borde cuadrado (360°)	
Material	Acrílico hidrófobo, filtro UV y para la luz azul. Libre de Glistening.	
Diámetro de la óptica	6,00 mm	
Longitud total	13,00 mm	
Angulación	0°	
Rango de dioptrías	-5 D a +40 D (en incrementos de 1,0 D) / +10 D a +30 D (en incrementos de 0,5 D)	
Contenido de agua	<4%	
Constante A / ACD	Constante A (óptica): 119,7 Constante A (U/S): 119,2 ACD: 5,66	
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).	
Presentación	Envase unitario, estéril.	
Caducidad	3 años	



*Inyector para lente intraocular precargada
Ref.: LLASHP60-PL

* Producto con marcado CE

REV: 04A. 07/2021