



The future of vision

ALOS IMPLANTES PALPEBRALES



ALOS Implantes palpebrales

Nombre de marca	ALOS
Modelos	ORO (TH - G) y PLATINO (PTH - P)
Descripción e indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Materiales biocompatibles. • Debido a su diseño esférico y fino, los implantes se adaptan a la curvatura del globo ocular para conseguir un mejor resultado estético. • Bordes redondeados para evitar la extrusión del implante a largo plazo. • Orificios de sutura con canales de fijación. • Pureza del 99,9%(Platino) y 99,9%(Oro). • Estéril. <p><u>Indicaciones:</u> Los implantes palpebrales están diseñados para la corrección del lagofthalmos.</p>



Nombre de marca	ALOS SIZER SET
Referencias	SET MEDIDOR PESAS TH SET MEDIDOR PESAS G
Peso (g)	0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.6

ORO

Referencias	TH 06	TH 08	TH 10	TH 12	TH 14	TH 16	TH 18	G 06	G 08	G 10	G 12	G 14	G 16	G 18	G 20	G 22	G 24	G 26
Peso (g)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
Longitud (mm)	10.5	12.5	15.5	17.5	19.5	21.5	24.5	7.8	10.3	12.3	13.9	15.4	16.9	18.9	20.5	20.8	22.3	23
Ancho (mm)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Grosor (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

Método de esterilización: Vapor

Caducidad: 3 años

PLATINO

Referencias	PTH06	PTH08	PTH 10	PTH 12	PTH 14	PTH 16	PTH 18	P 06	P 08	P 10	P 12	P 14	P 16	P 18
Peso (g)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
Longitud (mm)	10.2	12.4	15.0	17.0	18.8	21.0	24.0	7.6	10	11.9	13.5	15.0	16.3	17.4
Ancho (mm)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5	5	5	5	5	5	5
Grosor (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

Método de esterilización: Vapor

Caducidad: 3 años

* Producto con marcado CE

REV: 07A. 07/2021