



The future of vision



# Intacs® SK

## Implantes Corneales Intraestromales

<i>Modelo</i>	<b>Intacs® SK</b> (zona óptica de 6 mm).
<i>Nombre de marca</i>	<b>Intacs® SK</b>
<i>Definición</i>	Implantes corneales intraestromales.
<i>Indicaciones</i>	Consulte nomograma para cada caso. <i>Asesoramiento personalizado: keratoconus@ajlsa.com</i>
<i>Descripción del producto</i>	<b>Intacs® SK</b> son segmentos intracorneales diseñados para implantarse en el estroma corneal mediante una pequeña incisión radial. Sus bordes son redondeados para reducir los halos y otros efectos visuales indeseados poseen
<i>Material</i>	Polimetilmetacrilato (PMMA).
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).
<i>Presentación</i>	Envase estéril unitario.
<i>Caducidad</i>	5 años

### IMPLANTE CORNEAL INTACS® SK (6.0 mm)

IMPLANTE CORNEAL	SEGMENTO UNITARIO
0,250mm-90°	12300-250-90
0,300mm-90°	12300-300-90
0,350mm-90°	12300-350-90
0,400mm-90°	12300-400-90
0,450mm-90°	12300-450-90

0,300mm-130°	12300-300-130
0,350mm-130°	12300-350-130
0,400mm-130°	12300-400-130
0,450mm-130°	12300-450-130

0,210mm-150°	12300-210-150
0,250mm-150°	12300-250-150
0,300mm-150°	12300-300-150
0,350mm-150°	12300-350-150
0,400mm-150°	12300-400-150
0,450mm-150°	12300-450-150
0,500mm-150°	12300-500-150

\*OTROS GROSORES DISPONIBLES BAJO PETICIÓN



REV: 00.04/2019