



The future of vision

AIALA



AIALA

Lentes intraoculares

Referencia	F601250
Nombre de marca	AIALA
Descripción	Lente intraocular hidrofílica. Diseño monobloque. Cámara posterior.
Diseño	Hápticas C.
Material	Acrílico hidrofílico
Filtro	UV-A
Diámetro de la óptica	6.0 mm.
Longitud total	12,5 mm.
Angulación	0°
Rango de dioptrías	-6 D a +40 D en incrementos de 1 D / +12,5 D a +25 D en incrementos de 0,5 D
Borde	Cuadrado (360°)
Contenido de agua	25%
Constante A / ACD	Constante A: (óptica) 118 Constante A: (u/s) 117,3 ACD: 4,9
Método de esterilización	Vapor.
Presentación	Envase unitario, estéril.
Sistema inyector recomendado	Medicel: ACCUJET 2.2
Caducidad	3 años.

* Producto con marcado CE

REV: 01. 11/2021