

## D-KAT

Tonómetro digital de aplanamiento de Keeler



El Tonómetro digital de aplanamiento de Keeler (D-KAT) está previsto para medir la presión intraocular como ayuda en el cribado y diagnóstico del glaucoma.

Este dispositivo está previsto para ser utilizado únicamente por profesionales sanitarios adecuadamente formados y autorizados.



## Características fundamentales

- · Construcción británica
- Pantalla LED para facilidad de uso en entornos oscuros
- · Ligero y portátil
- · Pantalla con 1 punto decimal
- · Bajo uso de batería
- Menos partes móviles, lo que significa mayor fiabilidad y meno mantenimiento

## D-KAT Tonómetro digital de aplanamiento de Keeler





Pantalla LED clara

## Números de pieza

#### **Tonómetros D-KAT de Keeler**

**2414-P-2032** D-KAT tipo T de Keeler **2414-P-2042** D-KAT tipo R de Keeler

#### Accesorios

2414-P-8037 Prisma de duplicación del tonómetro **2414-P-5005** Conjunto de brazo de calibración **2414-P-5032** Placa guía tipo T 2414-P-5042 Columna para tipo R **1909-P-7129** Batería AA





### Introducción a D-KAT

El tonómetro de aplanamiento digital de Keeler (D-KAT) es un dispositivo de cribado utilizado para medir la presión intraocular, que es uno de los biomarcadores clave considerados en el diagnóstico del glaucoma.

El D-KAT es un tonómetro digital Goldmann que utiliza el mismo principio encontrado en tonómetros no digitales, si bien elimina la lectura de error potencial del dial que indica la PIO.

El D-KAT existe en dos variantes, el tipo R y el tipo T, pudiendo utilizarse ambos en lámparas de hendidura de torre.

# ¿Qué contiene la caja?

- D-KAT
- Instrucciones de uso en USB
- Batería AA
- Llave de calibración
- Placa deslizante (tipo T únicamente)
- Columna de tonómetro (tipo R únicamente)
- Tornillo de montaje de tonómetro (tipo R únicamente)
- Prisma de tonómetro reutilizable

### Más instrumentos Keeler

Con más de 100 años de experiencia en el sector, Keeler se ha convertido en un nombre familiar entre optometristas y oftalmólogos de todo el mundo.

Vea nuestra gama completa en www.keeler.co.uk | www.keelerusa.com

### ¿Tiene una pregunta? - Llámenos

Reino Unido: +44 (0)1753 857177 India: +91 99 3031 1090

EE. UU.: +1 610 353 4350 Brasil: +55 11 4302 6053

China: +86-18512119109





**C E** 1639





Dirección de fabricación Keeler Ltd. Clewer Hill Road Berkshire SL4 4AA Reino Unido