




AJL BLUE



Solución Oftalmológica

Nombre de marca	AJL BLUE
Referencia	AJL BLUE 0,06%
Descripción e indicaciones	AJL BLUE 0,06% es una solución oftalmológica estéril de azul tripán, intraocular y biocompatible utilizada en cirugía oftalmológica del segmento anterior. Este colorante oftálmológico se emplea como coadyuvante en la capsulorrexis y minimiza el riesgo de desgarro en ojos con cataratas maduras, pobre reflejo de fondo de ojo o pupilas estrechas. • Capsulorrexis. • Facoemulsificación • Cirugía de cataratas con pequeña incisión. • Cirugía de cataratas extra capsular. • Capsulotomía anterior/posterior. • Descamación de la membrana. • Visualización mejorada.
Composición	Solución oftalmológica estéril de azul tripán al 0,06%.
Método de esterilización	Vapor
Presentación	Jeringa de vidrio precargada de 1 ml y cánula de 27G Luer lock.
Caducidad	3 años


* Producto con marcado CE



REV: 05. 07/2022



AJL BLUE



Ophthalmic Solution

Brand name	AJL BLUE
Reference	AJL BLUE 0.06%
Description and indications	AJL BLUE 0.06% is an ophthalmic sterile trypan blue solution, intraocular and biocompatible used in ophthalmic surgery of the anterior segment. This ophthalmic dye is used as a coadjuvant during capsulorhexis and minimises the risk of laceration in eyes with mature cataracts, with poor reflexes at the back of the eye or with small pupils. • Capsulorhexis. • Phacoemulsification • Small incision cataract surgery. • Extracapsular cataract surgery. • Anterior/posterior capsulotomy. • Membrane peeling. • Improved visualization.
Composition	Trypan blue sterile ophthalmic solution at 0.06%
Sterilization method	Steam
Supply	1 ml prefilled glass syringe and Luer lock 27G cannula
Shelf-life	3 years

* Product with CE marking



REV: 05. 07/2022