



AJL VISC

Soluciones Viscoelásticas

Nombre de marca	AJL VISC				AJL CELL
Referencia	AJL VISC 1%	AJL VISC 1.4%	AJL VISC 2%	AJL VISC 3%	AJL CELL 2%
Descripción e indicaciones	Solución viscoelástica, no absorbible, altamente purificada, no inflamatoria, isotónica y no pirogénica para inyección intraocular. AJL VISC Y AJL CELL, están indicados como coadyuvantes en los procedimientos quirúrgicos del segmento anterior del ojo, incluyendo la cirugía de cataratas. Estas soluciones viscoelásticas mantienen la profundidad de la cámara. Esto proporciona una alta protección de los tejidos evitando, a su vez, los riesgos de traumatismos del endotelio corneal y de los demás tejidos oculares.				
Propiedades	- Alta protección del endotelio. - Excelentes propiedades reológicas. - Excelente visibilidad de la zona tratada. - Fácilmente extraíble de la cámara anterior.				
Composición	Hialuronato de sodio				Hidroxipropil metilcelulosa (HPMC)
Peso molecular (PM)	PM: 2.400.000 Da				PM: 92.000 Da
Viscosidad (1s ⁻¹ , 25°C)	10.000 - 14.000 mPa.s	15.000-20.000 mPa.s	40.000-60.000 mPa.s	160.000-200.000 mPa.s	2.000-4.000 mPa.s
pH	7.0-7.5	7.0-7.5	7.0-7.5	7.0-7.5	7.0-7.5
Osmolaridad	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l
Volumen	1 ml 	1 ml 	1 ml 	1 ml 	2 ml 
Presentación	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop azul.	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop azul.	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop rosa.	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 25G. Backstop verde.	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 2 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop transparente.
Método de esterilización	Vapor.				
Caducidad	3 años				

* Producto con marcado CE



REV: 05. 07/2022



AJL VISC

Viscoelastic Solutions

Brand name	AJL VISC				AJL CELL
Reference	AJL VISC 1%	AJL VISC 1.4%	AJL VISC 2%	AJL VISC 3%	AJL CELL 2%
Description and indications	Non-absorbable, highly purified, non-inflammatory, isotonic and non-pyrogenic viscoelastic solution for intraocular injection. The viscoelastic solutions are indicated as a surgical aid in surgical procedures in the anterior segment of the eye, including cataract surgery. AJL VISC and AJL CELL keep the depth of the anterior chamber, providing a high protection of the tissues and avoiding the risk of corneal endothelium trauma, as well as other ocular tissues.				
Properties	• High endothelium protection. • Excellent rheological properties. • Excellent visibility of the treated area. • Easy to remove from the anterior chamber.				
Composition	Sodium Hyaluronate				Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC)
Molecular Weight (MW)	PM: 2.400.000 Da				PM: 92.000 Da
Viscosity (1s ⁻¹ , 25°C)	10.000 - 14.000 mPa.s	15.000-20.000 mPa.s	40.000-60.000 mPa.s	160.000-200.000 mPa.s	2.000-4.000 mPa.s
pH	7.0-7.5	7.0-7.5	7.0-7.5	7.0-7.5	7.0-7.5
Osmolarity	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l
Volume	1 ml 	1 ml 	1 ml 	1 ml 	2 ml 
Package	Single and sterile. Prefilled glass syringe of 1 ml. Luer lock 27G cannula. Clear backstop.	Single and sterile. Prefilled glass syringe of 1 ml. Luer lock 27G cannula. Blue backstop.	Single and sterile. Prefilled glass syringe of 1 ml. Luer lock 27G cannula. Pink backstop.	Single and sterile. Prefilled glass syringe of 1 ml. Luer lock 25G cannula. Green backstop.	Single and sterile. Prefilled glass syringe of 2 ml. Luer lock 27G cannula. Clear backstop.
Sterilization method	Steam				
Shelf-life	3 years				

* Product with CE marking



REV: 05. 07/2022