



FERRARA RING™

Implantes Corneales Intraestromales

Referencia	FERRARA RING™
Nombre de marca	AFR (zona óptica de 5 mm) y AFR6 (zona óptica de 6 mm).
Definición	Implantes corneales intraestromales.
Arco	90°, 120°, 140°, 150°, 160°, 180°, 210°, 300°, 320° *Otras longitudes de arco a petición.
Grosor	0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 mm
Indicaciones	La indicación correcta de los implantes Ferrara Ring requiere una evaluación detallada de las condiciones topográficas y paquimétricas de la córnea, además de un completo examen visual. • Queratocono progresivo. • Queratocono con intolerancia a lentes de contacto. • Deformación corneal inducida por lentes de contacto (Síndrome de Harstein). • Astigmatismo post queratoplastia penetrante. • Ectasia corneal post Lasik. • Astigmatismo post queratotomía radial. • Degeneración marginal pelúcida.
Descripción del producto	El anillo FERRARA RING™ consta de un segmento semicircular con arco de longitud multiples y sección triangular fija: AFR (0,60 mm de base) y AFR6 (0,80 mm de base). Se trata de un implante de un solo uso. Cada segmento tiene un orificio de 0,20 mm en cada extremo para facilitar su implantación.
Material	Polimetilmetacrilato (PMMA) con filtro natural para luz azul.
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).
Presentación	Segmento individual estéril, no pirogénico.
Caducidad	4,5 años

TABLA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Zona óptica	AFR= Optical Ferrara Óptica 5 mm	Referencia: AFRXXYYY AFR6XXYYY	XX= Grosor de anillo YYY= Arco de anillo
	AFR6= Optical Ferrara Óptica 6 mm		
Grosor	0.15 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm.	Ejemplo: AFR15160: Anillo Ferrara 5 mm Grosor de 0.15 mm Arco 160°	AFR620150: Anillo Ferrara 6 mm Grosor de 0.20 mm Arco 150°
Arco	90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°, 190°, 200°, 210°, 300°, 320°, 330°, 340°.		

* Producto con marcado CE



REV: 05. 07/2022



FERRARA RING™

Intrastromal Corneal Implants

Brand name	FERRARA RING™
Reference	AFR (optical zone of 5 mm) and AFR6 (optical zone of 6 mm).
Definition	Intrastromal Corneal Implants.
Arc	90°, 120°, 140°, 150°, 160°, 180°, 210°, 300°, 320° *Other arc lengths upon request.
Thickness	0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 mm
Indications	The correct indication of Ferrara Ring implants requires a detailed evaluation of the topographic conditions and pachymetry of the cornea, in addition to a complete visual examination. • Progressive keratoconus. • Keratoconus with intolerance to contact lenses. • Corneal deformity induced by contact lenses (Harstein's syndrome). • Post-penetrating keratoplasty astigmatism. • Post-Lasik corneal ectasias. • Post-radial keratotomy astigmatism. • Pellucid marginal degeneration.
Product description	The FERRARA RING™ consists of a semicircular segment with an arc of multiple lengths and a fixed triangular section: AFR (0.60 mm base) and AFR6 (0.80 mm base). Single Use Implant. Each segment has an orifice of 0.20 mm at each end to facilitate its implantation.
Material	Polymethyl Methacrylate (PMMA) with natural blue light filter .
Sterilization method	Ethylene Oxide (ETO).
Supply	Individual sterile segment, not pyrogenic
Shelf-life	4.5 years

REFERENCE TABLE FOR ORDERS

Optical area	AFR= Optical Ferrara Ring 5 mm	Reference: AFRXXXXY XX= Thickness of the ring AFR6XXXXY YYY= Arc of the ring
	AFR6= Optical Ferrara Ring 6 mm	
Thickness	0.15 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm.	Example: AFR15160: AFR620150: Ferrara Ring 5 mm Ferrara Ring 6 mm Thickness 0.15 mm Thickness 0.20 mm Arc 160° Arc 150°
Arc	90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°, 190°, 200°, 210°, 300°, 320°, 330°, 340°.	

* Product with CE marking



REV: 05. 07/2022