



# SIOBAL

## Aceite de Silicona

<i>Nombre comercial</i>	<b>SIOBAL</b>		
<i>Referencias</i>	<b>S1000</b>	<b>S2000</b>	<b>S5000</b>
<i>Descripción e indicaciones</i>	Aceite de silicona de alta pureza, libre de componentes de bajo peso molecular. Agente tamponador para desprendimiento de retina. <ul style="list-style-type: none"><li>• Desprendimiento de retina.</li><li>• Vitreorretinopatía proliferativa.</li><li>• Lesiones perforantes.</li><li>• Retinopatía diabética proliferativa.</li></ul>		
<i>Viscosidad (1s<sup>-1</sup>, 25°C)</i>	1000 cSt	2000 cSt	5000 cSt
<i>Método de esterilización</i>	Vapor.		
<i>Presentación</i>	Unitaria, esteril. Jeringa de vidrio precargada de 10 ml.		
<i>Caducidad</i>	3 años		

\* Producto con marcado CE



REV: 05. 07/2022

# SIOBAL PACK

Nombre de marca	<b>SIOBAL PACK: Aceite de silicona SIOBAL + Set inyector (estéril)</b>											
Referencias	<b>PS1000 *</b>				<b>PS2000 *</b>				<b>PS5000 *</b>			
Modelos	<b>A</b>	<b>OA</b>	<b>OR</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>OA</b>	<b>OR</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>OA</b>	<b>OR</b>	<b>B</b>
Descripción e indicaciones	<p><b>*Elección del sistema conector compatible con los siguientes equipos:</b>          (A) Alcon: Accurus, Constellation   Optikon: (OA) Assistant, (OR) R-Evolution.   (B) Bausch&amp;Lomb: Millenium, Stellaris</p> <p>Aceite de Silicona de alta pureza, libre de compuestos de bajo peso molecular.          Sistema conector de inyección/extracción de aceite de silicona.</p>											
Viscosidad - aceite	1000 cSt				2000 cSt				5000 cSt			
Contenido	Cánula 20G	Cánula 23G	Cánula 25G	Sistema conector de inyección / extracción				Jeringa 10ml precargada aceite				
Presentación	5 packs por caja. Productos esterilizados y empaquetados en su envase original por el fabricante.											
Garantía de Calidad	Productos con marcado CE											



# SIOBAL SET

Nombre Comercial	<b>SIOBAL SET: Sistema de inyección / extracción de aceite de Silicona (estéril)</b>				
Referencia	<b>ST*</b>				
Modelos	<b>A</b>	<b>OA</b>	<b>OR</b>	<b>B</b>	
Descripción e indicaciones	<p><b>*Elección del sistema conector compatible con los siguientes equipos:</b>          (A) Alcon: Accurus, Constellation   Optikon: (OA) Assistant, (OR) R-Evolution.   (B) Bausch&amp;Lomb: Millenium, Stellaris</p>				
Contenido	Cánula 20G	Cánula 23G	Cánula 25G	Sistema conector de inyección / extracción	Jeringa 10ml
Presentación	5 sets por caja. Productos esterilizados y empaquetados en su envase original por el fabricante.				
Garantía de Calidad	Productos con marcado CE				