





# AJL PMMA


## Lentes intraoculares PMMA

|                                 |                                                                                                  |                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Referencia</i>               | <b>P651300</b>  | <b>A601250</b>  |
| <i>Nombre de marca</i>          | <b>Rigid - IOL</b>                                                                               | <b>Rigid - IOL</b>                                                                                 |
| <i>Modelo</i>                   | Cámara posterior.                                                                                | Cámara anterior.                                                                                   |
| <i>Material</i>                 | Polimetilmetacrilato (PMMA)                                                                      | Polimetilmetacrilato (PMMA)                                                                        |
| <i>Filtro</i>                   | UV                                                                                               | UV                                                                                                 |
| <i>Diámetro de la óptica</i>    | 6.5 mm                                                                                           | 6.0 mm                                                                                             |
| <i>Longitud total</i>           | 13 mm                                                                                            | 12.5 mm                                                                                            |
| <i>Angulación</i>               | 10°                                                                                              | -                                                                                                  |
| <i>Rango de dioptrías</i>       | -10 D a +40 D en incrementos de 1 D /<br>+12 D a +25 D en incrementos de 0,5 D                   | +6 D a +30 D en incrementos de 1 D                                                                 |
| <i>Borde</i>                    | Cuadrado (360°)                                                                                  | Cuadrado (360°)                                                                                    |
| <i>Constante A / ACD</i>        | Constante A (óptica): 118,6<br>Constante A (U/S): 118<br>ACD: 4,96                               | Constante A (óptica): 116,2<br>Constante A (U/S): 115,5<br>ACD: 3,51                               |
| <i>Método de esterilización</i> | Óxido de etileno (ETO).                                                                          | Óxido de etileno (ETO).                                                                            |
| <i>Presentación</i>             | Envase unitario, estéril.                                                                        | Envase unitario, estéril.                                                                          |
| <i>Caducidad</i>                | 4,5 años                                                                                         | 4,5 años                                                                                           |

\* Producto con marcado CE



REV: 05. 07/2022



# AJL PMMA

## PMMA Intraocular Lenses

|                      |                                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reference            | <b>P651300</b>  | <b>A601250</b>  |
| Brand name           | <b>Rigid - IOL</b>                                                                               | <b>Rigid - IOL</b>                                                                                 |
| Model                | Posterior chamber, spherical, one piece.                                                         | Anterior chamber, spherical, one piece.                                                            |
| Material             | Polymethyl Methacrylate (PMMA)                                                                   | Polymethyl Methacrylate (PMMA)                                                                     |
| Filter               | UV                                                                                               | UV                                                                                                 |
| Optical diameter     | 6.5 mm                                                                                           | 6.0 mm                                                                                             |
| Total length         | 13 mm                                                                                            | 12.5 mm                                                                                            |
| Angle                | 10°                                                                                              | -                                                                                                  |
| Diopters range       | -10 D to +40 D in steps of 1 D /<br>+12 D to +25 D in steps of 0.5 D                             | +6 D to +30 D in steps of 1 D                                                                      |
| Edge                 | Square (360°)                                                                                    | Square (360°)                                                                                      |
| Supply               | Sterile, single unit.                                                                            | Sterile, single unit.                                                                              |
| Constant A / ACD     | Constant A (optical): 118.6<br>Constant A (U/S): 118<br>ACD: 4.96                                | Constant A (optical): 116.2<br>Constant A (U/S): 115.5<br>ACD: 3.51                                |
| Sterilization method | Ethylene Oxide (ETO).                                                                            | Ethylene Oxide (ETO).                                                                              |
| Shelf-life           | 4.5 years                                                                                        | 4.5 years                                                                                          |

\* Product with CE marking



REV: 05. 07/2022