



AIALA DRY

Lentes Intraoculares

<i>Nombre de marca</i>	AIALA DRY	AIALA DRY PRECARGADA
<i>Referencias</i>	LLASHP60	LLASHP60-PL
<i>Descripción</i>	Lente intraocular monobloque, monofocal de cámara posterior.	
<i>Diseño hápticas</i>	Hápticos C-Loop con antistick	
<i>Material</i>	Acrílico hidrófobo, filtro UV y para la luz azul. Libre de Glistening.	
<i>Diámetro de la óptica</i>	6,00 mm	
<i>Longitud total</i>	13,00 mm	
<i>Angulación</i>	0°	
<i>Rango de dioptrías</i>	-5,00 D a +40,00 D (en incrementos de 1,00 D) / +10,00 D a +30,00 D (en incrementos de 0,50 D)	
<i>Contenido de agua</i>	<4%	
<i>Constante A / ACD</i>	Constante A (óptica): 119,7 Constante A (U/S): 119,2 ACD: 5,66	
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).	
<i>Inyector recomendado</i>	Accuject 2.2 (Para LLASHP60)	
<i>Presentación</i>	Envase unitario, estéril.	
<i>Caducidad</i>	3 años	



*Inyector para lente intraocular precargada
Ref.: LLASHP60-PL

CE 2797



V-04-01-AAN-IMP REV.00



AIALA DRY

Intraocular Lenses

<i>Brand name</i>	AIALA DRY	AIALA DRY PRELOADED
<i>References</i>	LLASHP60	LLASHP60-PL
<i>Description</i>	Single Piece, monophocal, posterior chamber intraocular lens	
<i>Haptic desing</i>	C-Loop with antistick design	
<i>Material</i>	Hydrophobic acrylic, UV and blue light filter. Glistening-Free.	
<i>Optical diameter</i>	6,00 mm	
<i>Total length</i>	13,00 mm	
<i>Angle</i>	0°	
<i>Diopters range</i>	-5,00 D to +40,00 D (in steps of 1,00 D) / +10,00 D to +30,00 D (in steps of 0,50 D)	
<i>Water content</i>	<4%	
<i>Constant A / ACD</i>	A-constant (optical): 119,7 A-constant (U/S): 119,2 ACD: 5,66	
<i>Sterilization method</i>	Ethylene Oxide (ETO).	
<i>recommended injector</i>	Accuject 2.2 (For LLASHP60)	
<i>Supply</i>	Single unit, sterile.	
<i>Shelf-life</i>	3 years	



* Preloaded intraocular lens injector
Ref.: LLASHP60-PL

CE 2797



V-04-01-AAN-IMP REV.00