



NPB



Indentador Macular

Nombre de marca	NPB
Definición	Indentador macular
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none">• MACULOPATÍA TRACCIONAL MIÓPICA en estadio de maculosquisis y desprendimiento macular, con y sin agujero macular.
Descripción del producto	El indentador macular NPB está fabricado en PMMA de grado médico y recubierto con una fina capa de silicona biocompatible. Posee una superficie de indentación con un casco esférico en su parte superior y un brazo cuya longitud varía dependiendo de la longitud axial del ojo del paciente. El cinturón de silicona insertado en el brazo del implante facilita la fijación de una sonda de iluminación que mediante su reflejo permite visualizar su correcto posicionamiento en el lugar deseado de indentación.
Longitud total del brazo	La dimensión del implante depende de la longitud axial del ojo del paciente*
Material	Polimetilmetacrilato (PMMA) recubierto de silicona de grado médico.
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).
Presentación	Envase unitario estéril.
Caducidad	4,5 años

*Para solicitar el NPB específico, contacte con AJL Ophthalmic o con el distribuidor de su región



V-04-01-AAS-IMP REV.01



NPB



Macular Buckle

<i>Brand name</i>	NPB
<i>Definition</i>	Macular Buckle
<i>Indications</i>	<ul style="list-style-type: none">• MYOPIC TRACTION MACULOPATHY in stage of maculoschisis and macular detachment, with and without macular hole
<i>Product description</i>	The NPB macular buckle is made of medical grade PMMA and coated with a thin biocompatible silicon layer. It has an indented surface with a spherical shell at the top and an arm which length varies depending on the axial lenght of the patient's eye. The silicone belt inserted in the arm of the implant facilitates the fixation of a light probe, through its reflection, allows the correct positioning in the desired indentation site
<i>Total length of the arm</i>	The dimensions of the implant will depend on the axial length of the patient's eye*
<i>Material</i>	Polymethyl Methacrylate (PMMA) coated with silicone of medical grade
<i>Sterilization method</i>	Ethylene Oxide (ETO)
<i>Supply</i>	Sterile, single unit.
<i>Shelf-life</i>	4.5 years

* To order the specific NPB, please contact AJL Ophthalmic or the distributor in your region.



V-04-01-AAS-IMP REV.01