




# INTACS® SK

## Anillo Corneal Intraestromal


|                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de marca          | Intacs®                                                                                                                                                                                                                      |
| Modelo                   | Intacs® SK (zona óptica de 6 mm).                                                                                                                                                                                            |
| Definición               | Anillo Corneal Intraestromal (ICRS)                                                                                                                                                                                          |
| Indicaciones             | Consulte IFU para cada caso.<br><i>Asesoramiento personalizado: keratoconus@ajlsa.com</i>                                                                                                                                    |
| Descripción del producto | Intacs® SK son anillos corneales intraestromales indicados para tratar el queratocono. Una vez implantados en el estroma corneal, regulariza las deformidades de la córnea, restableciendo la visión funcional del paciente. |
| Material                 | Polimetilmetacrilato (PMMA).                                                                                                                                                                                                 |
| Método de esterilización | Óxido de etileno (ETO).                                                                                                                                                                                                      |
| Presentación             | Anillo unitario envasado estéril                                                                                                                                                                                             |
| Caducidad                | 5 años                                                                                                                                                                                                                       |

CE 0318

| INTACS® SK ANILLO CORNEAL INTRAESTROMAL (6.0 mm) |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| ESPEJOR-ARCO                                     | REFERENCIA  |
| 0,250mm-90º                                      | ISKS-250-90 |
| 0,300mm-90º                                      | ISKS-300-90 |
| 0,350mm-90º                                      | ISKS-350-90 |
| 0,400mm-90º                                      | ISKS-400-90 |
| 0,450mm-90º                                      | ISKS-450-90 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 0,300mm-130º | ISKS-300-130 |
| 0,350mm-130º | ISKS-350-130 |
| 0,400mm-130º | ISKS-400-130 |
| 0,450mm-130º | ISKS-450-130 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 0,210mm-150º | ISKS-210-150 |
| 0,250mm-150º | ISKS-250-150 |
| 0,300mm-150º | ISKS-300-150 |
| 0,350mm-150º | ISKS-350-150 |
| 0,400mm-150º | ISKS-400-150 |
| 0,450mm-150º | ISKS-450-150 |
| 0,500mm-150º | ISKS-500-150 |



V-04-01-AAE-IMP REV.01