



Mejora el bienestar de tus ojos



Noviembre 2023
ver. 2 - 2023




Tecnología de Thermo-Pulse



Activa es un nuevo generador de negocios

Aliviar los síntomas de la tensión e hinchazón de los ojos

- Se puede aplicar tanto en el ámbito profesional como en casa;
- Proporciona un alivio rápido y prolongado de la incomodidad de los párpados;
- Aporta calor contribuyendo a la disolución de las incrustaciones que se forman en el borde de los párpados, suavizando las secreciones de las glándulas de Meibomio;
- Alivia los párpados hinchados e irritados debido a blefaritis, disfunciones de las glándulas de Meibomio, orzuelos y chalazión;
- Genera un calor constante de alrededor de 42 grados durante 15 minutos y aplica un masaje a base de micro vibraciones para aumentar el alivio;
- El dispositivo es absolutamente seguro y no hay riesgo de quemaduras.



- Controller touch screen, fácil de usar y administrar;
- A través de un procedimiento totalmente automatizado, el dispositivo calienta y masajea los párpados proporcionando la mejor comodidad y alivio;
- El procedimiento completo toma **solo 15 minutos**; se puede ofrecer simplemente usando una silla cómoda sin la presencia de profesionales;
- Alivio desde el primer utilizzo. Recomendamos su uso semanalmente.

Activa es un nuevo generador de negocios

Aumenta la satisfacción del cliente ahorrando tiempo y dinero. Los beneficios de Activa también se pueden disfrutar en casa.

Personaliza el número de sesiones disponibles para el periodo de alquiler de tu cliente.

Escanea el código QR y mira

Video
demostración



Estudios
clínicos



¿Estás utilizando un IPL en tu clínica?

Como sabrás, los pacientes que utilizan IPL no sienten el efecto del tratamiento desde la primera aplicación y el calentamiento y masaje de las glándulas de Meibomio es un procedimiento fundamental en el caso de una terapia con IPL.


Incluir Activa a los efectos del IPL proporcionará al paciente una sensación inmediata de comodidad.

Activa respalda la eficacia del tratamiento IPL y genera un alivio directo y inmediato al paciente.




Bienestar para tus ojos

- Esta mascarilla innovadora proporciona un calentamiento completo y un masaje **automático, rápido e indoloro**;
- El servicio brindado te ofrecerá una mayor comodidad en tu vida diaria. Los usuarios de lentes de contacto y todos aquellos que tengan la vista fatigada por el uso intensivo de pantallas digitales también se beneficiarán de esta tecnología.
- **Fácilmente higienizado**, no requiere gel u otros consumibles;



Tecnología de Thermo-Pulse





Ventajas de Activa



INDOLORO Y RELAJANTE



PERSONALIZA LA CANTIDAD DE SESIONES DISPONIBLES PARA EL PERÍODO DE ALQUILER DE TU CLIENTE



LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA VALIDADOS GARANTIZAN LA PROTECCIÓN CONTRA INFECCIONES



NO SE NECESITAN CONSUMIBLES



SENSACIÓN INMEDIATA DE ALIVIO Y BIENESTAR PARA TU CLIENTE



TECNOLOGÍA DE CALENTAMIENTO Y MASAJE PARA UNA SOLUCIÓN RÁPIDA Y PRÁCTICA



AUMENTA LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO IPL DANDO UN ALIVIO INMEDIATO



NO ES NECESARIO SER UN ESPECIALISTA PARA UTILIZAR EL DISPOSITIVO



PERSONALIZA EL TIEMPO DE TRATAMIENTO Y LA INTENSIDAD DE LA VIBRACIÓN DEL EQUIPO