

MicroREC
Custom Surgical®



Your microscope, but smarter

customsurgical.co

 [customsurgical](https://www.instagram.com/customsurgical)

 [customsurgical](https://www.linkedin.com/company/customsurgical)

 [customsurgical1](https://www.facebook.com/customsurgical1)

 [customsurgical](https://www.youtube.com/customsurgical)


Por qué necesitas un **MicroREC**

MicroREC es un sistema óptico que conecta la cámara de tu smartphone a tu microscopio o lámpara de hendidura. Aquí tienes algunas razones para tener un MicroREC:



Educación en línea

MicroREC permite la educación en línea, compartiendo imágenes y vídeos en directo con colegas y estudiantes en tiempo real, mejorando la experiencia de aprendizaje y llegando a más estudiantes de todo el mundo.



Gestión de datos

Con la aplicación MicroREC es fácil archivar, compartir y recuperar imágenes e información médica de alta calidad por motivos legales, informativos o educativos en cualquier momento y desde su propio smartphone.



Telemedicina

Permite realizar consultas a distancia con pacientes de todo el mundo, lo que mejora notablemente el acceso a la atención sanitaria.

Por qué necesitas un **MicroREC**

Infinitas oportunidades con aplicaciones de software de AI y AR

El sistema óptico MicroREC abre un sinfín de oportunidades para las aplicaciones AI/AR que están llegando al mercado, como MicroART, que permite el análisis y el aumento automatizados de imágenes, lo que podría mejorar el diagnóstico y el tratamiento.



Educación del paciente

Los pacientes pueden ver imágenes y vídeos de su enfermedad, lo que les ayuda a comprender mejor su estado de salud y las opciones de tratamiento.



Comparta en pantalla sus procedimientos en el quirófano

Comparta procedimientos en tiempo real en una pantalla de TV en el quirófano sin cables.



ES COMPACTO

Cabe en tu bolso o cartera.

INSTALACIÓN RÁPIDA

No necesita ingenieros. Puede instalarlo en menos de un minuto.

ESTÉ SIEMPRE AL DÍA Y GRABE HASTA 4K

Con la ayuda de tu teléfono siempre estarás al día con la mejor tecnología posible para la grabación de vídeo.

ALTA COMPATIBILIDAD

MicroREC es compatible con el 90% de los microscopios, la mayoría de las lámparas de hendidura y todos los smartphones del mercado.

AHORRA DINERO


MicroREC es una forma rentable de obtener vídeos e imágenes de la mejor calidad.

Así de sencillo.







Comparte las fotos y videos



Compartir Pantalla / Mirroring



Consultas en directo



Uso de la aplicación



MicroREC APP


MicroART




MicroREC



Material de aluminio





Unibody



Línea circular nítida


Con nuevos divisores de haz...



...¡y adaptadores!



[Pulse aquí para ver cómo acoplar el MicroREC](#)




[Haga clic aquí para ver cómo acoplar el MicroREC con divisor de haces](#)




Graba vídeos de la mejor calidad – ¡hasta 4K!



Cataratas




Vitrectomía



Glaucoma



Diagnóstico en Lámpara de hendidura



Obtenga las imágenes de mejor calidad

MicroREC APP

La aplicación MicroREC es la solución todo en uno para sus datos microscópicos.



Control de Exposición

Ajusta la iluminación para que tus imágenes sean claras y detalladas.



Control de Foco y

Obtenga una visión más cercana del área de interés, al tiempo que se asegura de capturar una imagen perfectamente nítida.



Calidad de vídeo y control de audio

Captura vídeos de alta calidad con excelente claridad y detalle que sean claros y fáciles de entender.



Sesiones

Controle fácilmente los registros de cada paciente y consulte casos concretos en cualquier momento.



Personalización de marcas de agua

Añade una marca de agua a tus grabaciones con tu nombre o el de tu consulta.




Rotación y espejo

Gira y refleja las imágenes para una orientación coherente entre los prismáticos y el teléfono.

MicroREC APP PRO

Su plataforma de gestión de datos para imágenes médicas. en cualquier dispositivo.



Micr^oREC APP PRO

Puede perfeccionar sus vídeos sobre la marcha con las funciones integradas.

Transforma tus grabaciones de ordinarias a extraordinarias en unos pocos toques.



Recorte

Elimine las secuencias innecesarias.



Girar y Voltear

Cambia la orientación de un vídeo.



Recortar

Elimina los bordes no deseados para mantener el enfoque donde quieres.



Contraste Ajuste

Mejora la claridad y la visibilidad de los detalles de la imagen.




Brightness Control

Ajusta la iluminación de un vídeo cuando esté demasiado claro o demasiado oscuro.



Pincel

Dibuja sobre el vídeo, simplemente tocando la pantalla.



Descarga gratuita de la aplicación MicroREC

Digitalice su lampara de hendidura y agilice su proceso con la aplicación MicroREC.



[Descargala ahora](#)



GET IT ON

Google Play



Download on the

App Store

Especificaciones de hardware

Peso	Longitud máxima	Longitud mínima
560 g	270 mm	150 mm
Anchura máximo	Anchura mínima	Profundidad
110 mm	110 mm	100 mm

Compatibilidad

MicroREC es compatible con el 90% de los microscopios, lámparas de hendidura y todos los smartphones del mercado. Para comprobar la compatibilidad de su dispositivo, visite <https://customsurgical.co/compatibility/>.

Contacto:

Custom Surgical GmbH
customsurgical.co
Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992
Munich Germany
+49 178 2064226
commercial@customsurgical.co

Distribucion APAO:

Marta Jalón
marta.jalon@customsurgical.co

Distribucion Americas/Europa:

Rafael Azpurua
rafael@customsurgical.co

Find us on social media:

 customsurgical

 customsurgical

 customsurgical

 customsurgical

 customsurgicall