



ALOS

Implantes Palpebrales

Nombre de marca	ALOS
Modelos	ORO (TH)
Descripción e indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Materiales biocompatibles. • Debido a su diseño curvo con bordes redondeados, los implantes se adaptan a la curvatura del globo ocular para conseguir un mejor resultado estético. • Bordes redondeados para evitar la extrusión del implante a largo plazo. • Orificios de sutura. (Canales de fijación). • Pureza del 99,99% • Estéril. <p><u>Indicaciones:</u> Los implantes palpebrales están diseñados para la corrección de lagofthalmos.</p>



Nombre de marca	ALOS SIZER SET
Referencias	SET MEDIDOR PESAS TH
Peso (g)	0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.6

ORO							
Referencias	TH 06	TH 08	TH 10	TH 12	TH 14	TH 16	TH 18
Peso (g)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
Longitud (mm)	10.5	12.5	15.5	17.5	19.5	21.5	24.5
Ancho (mm)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
Grosor (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Método de esterilización	Vapor						
Caducidad	3 años						

CE 0318



V-04-01-ABQ-IMP REV.01



ALOS

Palpebral Implants

<i>Brand name</i>	ALOS
<i>Models</i>	GOLD (TH)
<i>Description and Indications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Biocompatible materials • Due to their curved design with rounded edges, the implants adapt to the curvature of the eyeball for a better esthetic result. • Rounded edges to avoid the extrusion of the implant in the long-term. • Suture holes (fixation channels). • Purity of 99,99% • Sterile. <p><u>Indication:</u> Eyelid implants are designed for the correction of lagophthalmos.</p>



<i>Brand name</i>	ALOS SIZER SET
<i>References</i>	SET MEDIDOR PESAS TH
<i>Weight (g)</i>	0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.6

GOLD							
<i>References</i>	TH 06	TH 08	TH 10	TH 12	TH 14	TH 16	TH 18
<i>Weight (g)</i>	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
<i>Length (mm)</i>	10.5	12.5	15.5	17.5	19.5	21.5	24.5
<i>Width (mm)</i>	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
<i>Thickness (mm)</i>	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
<i>Sterilization method</i>	Steam						
<i>Shelf-life</i>	3 years						

CE 0318



V-04-01-ABQ-IMP REV.01