



VAMA



Cánula de Intubación

Nombre de marca	VAMA
Referencia	VMA
Descripción e indicaciones del producto	La Cánula VAMA está indicada para su uso como guía en intubaciones fibroscópicas a través de la vía oral, con tubos endotraqueales de diámetro interno máximo de 8.0 mm. Puede ser utilizada para intubación con paciente adulto despierto o anestesiado, con o sin administración de relajantes musculares.
Especificaciones del producto	-Forma anatómica -Dispone de una marca láser en la línea media del cuerpo de la cánula que facilita la introducción del fibroscopio permitiendo un fácil guiado del mismo. -Su tapa deslizante facilita la extracción segura de la cánula, una vez el tubo se ha introducido en su posición intratraqueal funcional.
Dimensiones (largo x diámetro interior x alto):	105.74 x 16.50 x 42.00 mm
Material	ABS
Presentación	Dispositivo médico de un solo uso, libre de látex y no estéril. Envase unitario en caja de 10 unidades



V-04-01-ABU-IMP REV.02