



AS-IOL

Lente Intraocular

Nombre de marca	AS-IOL
Referencia	LLASY60
Descripción	Lente intraocular monobloque de cámara posterior
Diseño óptico	Monofocal, asfericidad neutra
Material	Acrílico hidrofílico
Filtro	UV y Luz Azul
Rango de dioptrías disponibles	-5,0 D a +40,0 D en incrementos de 1,0 D / +12,0 D a +25,0 D en incrementos de 0,5 D
Dimensiones	Diámetro óptico: 6,00 mm Diámetro total: 10,75 mm
Borde	Cuadrado 360°
Diseño háptico	Hápticas en C-Loop cerrado
Constante A / ACD	Constante A: (óptica) 118,0 Constante A: (u/s) 117,3 ACD: 4,56
Contenido de agua	25,5 %
Sistema de inyección recomendado	Viscoject 2,2
Esterilización	Vapor
Caducidad	3 años

CE 2797

ajlsa.com

