



AIALA DRY

Lente Intraocular

Nombre de marca	AIALA DRY
Referencia	LLASHP60-PL
Descripción	Lente intraocular monobloque de cámara posterior
Diseño óptico	Monofocal, asfericidad neutra
Material	Acrílico hidrófobo
Filtro	UV & Luz Azul
Rango de dioptrías disponibles	-5,0 D a +40,0 D en incrementos de 1,0 D / +10,0 D a +30,0 D en incrementos de 0,5 D
Dimensiones	Diámetro óptico: 6,00 mm Diámetro total: 13,00 mm
Borde	Cuadrado 360°
Diseño háptico	Hápticas en C-Loop abierto
Constante A / ACD	Constante A: (óptica) 119,7 Constante A: (u/s) 119,2 ACD: 5,66
Contenido de agua	< 4 %
Sistema de Inyección	Precargada. Sistema inyector Accuject 2,2
Esterilización	Óxido de Etileno (ETO)
Caducidad	3 años



CE 2797

ajlsa.com

