



# AIALA

## Lente Intraocular

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de marca                  | AIALA                                                                                 |
| Referencia                       | F601250                                                                               |
| Descripción                      | Lente intraocular monobloque de cámara posterior                                      |
| Diseño óptico                    | Monofocal esférico                                                                    |
| Material                         | Acrílico hidrofílico                                                                  |
| Filtro                           | UV                                                                                    |
| Rango de dioptrías disponibles   | -10,0 D a +40,0 D en incrementos de 1,0 D / +12,0 D a +25,0 D en incrementos de 0,5 D |
| Dimensiones                      | Diámetro óptico: 6,00 mm<br>Diámetro total: 12,50 mm                                  |
| Borde                            | Cuadrado 360°                                                                         |
| Diseño háptico                   | Hápticas en C-Loop abierto                                                            |
| Constante A / ACD                | Constante A: (óptica) 118<br>Constante A: (u/s) 117,30<br>ACD: 4,56                   |
| Contenido de agua                | 25,5 %                                                                                |
| Sistema de inyección recomendado | Viscoject 2,2                                                                         |
| Esterilización                   | Vapor                                                                                 |
| Caducidad                        | 3 años                                                                                |

CE 0318

[ajlsa.com](http://ajlsa.com)

