




AJL PMMA

Lente Intraocular

Nombre de marca	AJL PMMA	
Referencia	P651300 	A601250 
Descripción	Lente intraocular monobloque de cámara posterior	Lente intraocular monobloque de cámara anterior
Diseño óptico	Monofocal esférico	Monofocal esférico
Material	Polimetilmetacrilato (PMMA)	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Filtro	UV	UV
Rango de dioptrías disponibles	-10,0 D a +40,0 D en incrementos de 1,0 D / +12,0 D a +25,0 D en incrementos de 0,5 D	+6,0 D a +30,0 D en incrementos de 1,0 D
Dimensiones	Diámetro óptico: 6,50 mm Diámetro total: 13,00 mm	Diámetro óptico: 6,00 mm Diámetro total: 12,50 mm
Borde	Cuadrado 360°	Cuadrado 360°
Diseño háptico	Hápticas en C-Loop abierto	Hápticas en Z-Loop abierto
Constante A / ACD	Constante A: (óptica) 118,6 Constante A: (u/s) 118,0 ACD: 4,96	Constante A: (óptica) 116,2 Constante A: (u/s) 115,5 ACD: 3,51
Contenido de agua	0 %	0 %
Esterilización	Óxido de Etileno (ETO)	Óxido de Etileno (ETO)
Caducidad	4,5 años	4,5 años

CE 0318

