



# AJL OCULAR

## Conformador Perforado

<i>Nombre de marca</i>	<b>AJL OCULAR</b>		
<i>Referencias</i>	<b>CF-S-AJL</b>	<b>CF-M-AJL</b>	<b>CF-L-AJL</b>
<i>Tamaño</i>	Pequeño: 22 x 19	Mediano: 24 x 21	Grande: 25 x 22
<i>Descripción</i>	<p>Es un dispositivo médico que se utiliza después de procedimientos quirúrgicos como la enucleación o la evisceración.</p> <p>Tiene una forma cóncava que se adapta a la cavidad ocular y dispone de dos orificios que ayudan al drenaje de secreciones y la administración de gotas y medicamentos.</p>		
<i>Finalidad Prevista</i>	<p>El conformador perforado de AJL está diseñado para mantener el saco conjuntival tras la enucleación o evisceración sin dificultar el cierre del párpado. El conformador mantiene la separación entre las conjuntivas tarsal y bulbar, para evitar adherencia entre ambos tejidos, y al mismo tiempo conservar el espacio impidiendo la contracción cavitaria.</p> <p>Su empleo está indicado tras una cirugía de evisceración o enucleación.</p>		
<i>Material</i>	Fabricado en material traslucido termoplástico muy resistente de polietileno y copoliéster (PTEG) y biocompatible.		
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).		
<i>Presentación</i>	Envase unitario, estéril.		
<i>Caducidad</i>	4,5 años.		

CE 0318

[ajlsa.com](http://ajlsa.com)

