



# AJL OCULAR

## Protector Ocular

|                                 |   |                              |                             |
|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| <i>Nombre de marca</i>          | <b>AJL OCULAR</b>   |                              |                             |
| <i>Referencias</i>              | <b>PROCUL-S-AJL</b>   | <b>PROCUL-M-AJL</b>          | <b>PROCUL-L-AJL</b>         |
| <i>Tamaño</i>                   | Pequeño:<br>22 x 19 x 1,7 mm  | Mediano:<br>24 x 21 x 1,7 mm | Grande:<br>25 x 22 x 1,7 mm |
| <i>Descripción</i>              | El protector ocular AJL es un dispositivo médico especialmente diseñado para proteger el globo ocular.                                |                              |                             |
| <i>Finalidad Prevista</i>       | Está diseñado para proteger el globo ocular durante la cirugía palpebral.   |                              |                             |
| <i>Material</i>                 | PETG de alta resistencia y acabado superficial apto para el uso ocular.   |                              |                             |
| <i>Método de esterilización</i> | Óxido de etileno (ETO).   |                              |                             |
| <i>Presentación</i>             | Envase unitario, estéril. Se incluye una ventosa de succión, sin látex, que facilita la colocación y extracción del protector ocular. |                              |                             |
| <i>Caducidad</i>                | 4,5 años.   |                              |                             |

CE 0318

[ajlsa.com](http://ajlsa.com)

