



# AJL OCULAR

## Anillo Simbléfaron

<i>Nombre de marca</i>	<b>AJL OCULAR</b>		
<i>Referencias</i>	<b>SF-S-AJL</b>	<b>SF-M-AJL</b>	<b>SF-L-AJL</b>
<i>Tamaño</i>	Pequeño: 22 x 19	Mediano: 24 x 21	Grande: 25 x 22
<i>Descripción</i>	El anillo simbléfaron AJL es un producto de oculoplastia diseñado para prevenir la retracción del fondo de saco conjuntival. La anchura central del agujero evita el contacto corneal mientras que a su vez preserva la córnea		
<i>Finalidad Prevista</i>	El anillo simbléfaron está diseñado para prevenir la retracción del fondo de saco conjuntival mientras se preserva la córnea. Se coloca bajo el párpado del paciente con el fin de evitar la aparición de lo que se denomina "symblepharon" (adhesión total o parcial entre la cara interna del párpado y el globo ocular como consecuencia de cualquier proceso producido por una cicatriz). Esta anomalía puede afectar a ambos párpados, aunque es más común en el inferior.		
<i>Material</i>	Fabricado en material traslucido termoplástico muy resistente de polietileno y copoliéster (PTEG) y biocompatible		
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).		
<i>Presentación</i>	Envase unitario, estéril.		
<i>Caducidad</i>	4,5 años.		

CE 0318

[ajlsa.com](http://ajlsa.com)

