



Airtraq sp

- Listo para su uso
- Para lugares remotos y emergencias
- Desde neonatos hasta adultos
- Completamente desechable



Airtraq

Laringoscopio	Ref.	Ref. Palas
Airtraq Plus	A600	A6C3 / A6C2 / A6C1 / A6C0 / A6HA / A6M4 / A6M3 / A6M2 / A6M1
Airtraq SP	A000	A011 / A021 / A071 / A061 / A031 / A041



AJL Ophthalmic S.A.
Parque Tecnológico de Álava
C/ Ferdinand Zeppelin 1
01510 Miñano, Álava - Spain
T. + 34 945 298 256
F. + 34 945 298 209
ajl@ajlsa.com
www.ajlsa.com

V-04-02-AAG-IMP Rev.03

VIDEO LARINGOSCOPIO



Airtraq +Plus

- Intubación desde cualquier posición en cualquier situación
- Perfectamente equilibrado
- Palas aisladas herméticamente integradas en el mango
- Pantalla táctil de 3,5 pulgadas



Giro horizontal



Giro vertical



Interface sencilla



Rotación de la imagen 180°

Especificaciones	
Referencia	A600
Descripción	Video Laringoscopio
Pantalla	3,5" IPS. Resolución 640 x 480 p
Panel táctil	Ángulo de visión 85°
Sensor de video	CMOS. Resolución 800 x 800 p
Batería	180 min. Recargable
Wi-Fi	Rango 5m aproximadamente
Memoria interna	16 GB. 10h aproximadamente
Protección	IP6X (IEC60529)
Peso	195 g
Grabación Auto	Sí, selección del usuario/a
Recuperación	Sí, todas las funciones
Intubación híbrida	Sí, control manual de luz VL

REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA
A6M4	MacIntosh #4	4-Adulto
A6M3	MacIntosh #3	3-Adulto pequeño
A6M2	MacIntosh #2	2-Pediátrico
A6M1	MacIntosh #1	1-Neonatal
A6HA	"H" Híper Angulada	Adulto
A6C3	Canal regular	3-Adulto
A6C2	Canal Pequeño	2-Adulto Pequeño
A6C1	Canal Pediátrico	1-Pediátrico
A6C0	Canal Infantil	0-Neonatal

Una VL se adapta a todos los tipos y tamaños de palas



MacIntosh



Híper Angulada



Canalizada